

برگشت (/Panel/Labs/Answers/47998)

چاپ

دوره پنجاه و سوم زمستان 1404

## S1.1 Results

## نمونه مجهول ایمنوسرولوژی برای آزمایش HBsAg, HIVAb, HCVAb

کد نمونه 2550	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

S1/1 HBs Ag


S1/1 HCV Ab

S1/1 HIV Ab

## S1/1 HIV Ab

جدول شماره 1. میزان مشارکت در این دوره-آزمایش

جدول شماره 2. توزیع فراوانی نتایج گزارش شده توسط شرکت کنندگان براساس روش

تذکر. نتیجه مورد قبول برای این آزمایش پاسخ  بوده است. نتیجه ارائه شده توسط آزمایشگاه شما با علامت

← مشخص شده است.

تعداد ثبت نام کنندگان	تعداد شرکت کنندگان	کل درصد مشارکت	تعداد پاسخهای دریافتی	درصد پاسخدهی
1715	1487	% 86.71	1444	% 97.11

Method	Count				Percent		
	Total	Positive	Indeterminate	Negative	Positive	Indeterminate	Negative
CL	41	0	0	41	%0.00	%0.00	%100.00
ECL	133	0	0	133	%0.00	%0.00	%100.00
ELFA	10	0	0	10	%0.00	%0.00	%100.00
ELISA	1240	5	1	1234	%0.40	%0.08	%99.52
Immunochromatography	13	0	1	12	%0.00	%7.69	%92.31
Other	6	0	0	6	%0.00	%0.00	%100.00

جدول شماره 3. توزیع فراوانی نتایج کیفی گزارش شده به تفصیل بر اساس کیت و روش

Method	Kit	Result	Count	Your Answer
CL	Abbott	Negative	26	
	Architect	Negative	2	
	Cobas	Negative	1	
	Mindray	Negative	3	
	Ortho	Negative	3	
	Roche	Negative	1	
	Siemens	Negative	5	
ECL	Not Reported	Negative	1	
	Abbott	Negative	8	
	Architect	Negative	1	
	Biomerieux	Negative	1	
	Cobas	Negative	13	
	Mindray	Negative	3	
	Roche	Not Reported	1	
		Negative	104	
	Siemens	Negative	2	
ELFA	Not Reported	Negative	2	
	Abbott	Negative	1	
	Architect	Negative	1	←
	Biomerieux	Negative	6	

Method	Kit	Result	Count	Your Answer
ELISA	Not Reported	Not Reported	1	
		Negative	45	
	AB Germany	Not Reported	1	
		Negative	1	
	Abbott	Negative	2	
	abia	Negative	4	
	Arya Mabna Tashkhis	Negative	16	
	Bio-Pharm	Negative	1	
	Biorex	Negative	1	
	Diapro	Negative	25	
	Gbc	Not Reported	1	
		Indeterminate	1	
		Negative	104	
	General Biologicals(GB)	Negative	19	
	Monobind	Negative	1	
	Noyan Negin Parsian	Negative	1	
	Padtan Teb	Negative	2	
	Pishtaz Teb	Not Reported	2	
		Negative	982	
		Positive	5	
Spinreact	Negative	1		
Wantai	Negative	29		
Immunochromatography	Not Reported	Negative	1	
	Abbott	Negative	1	
	Abon	Negative	5	
	Addcare	Negative	1	
	Lion	Negative	1	
	Others	Indeterminate	1	
	Padtan Teb	Negative	1	
	Pishtaz Teb	Negative	2	

Method	Kit	Result	Count	Your Answer
Other	Not Reported	Negative	2	
	Abbott	Negative	2	
	Abon	Negative	1	
	Biomerieux	Negative	1	

---

Copyright © 2026 IACLD. All rights reserved.