

[برگشت \(/Panel/Labs/Answers/47998\)](#)

چاپ

دوره پنجاه و سوم زمستان 1404

H4 Results

نمونه مجهول خون کنترل

کد نمونه 2877	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

مشخصات دستگاه سل کانتر		
Mindray	نام	
Mindray. Bc-6800	مدل	
عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Hb (/Panel/Analysis/Report/47998/1794/231825)	g/dL	10.50	359	10.15	2.67	1.15
Hct (/Panel/Analysis/Report/47998/1794/231843)	%	31.50	365	29.85	3.91	1.38
MCH (/Panel/Analysis/Report/47998/1794/231861)	pg	30.80	356	30.47	2.89	0.37
MCHC (/Panel/Analysis/Report/47998/1794/231879)	g/dL	33.20	358	34.01	3.32	0.60
MCV (/Panel/Analysis/Report/47998/1794/231897)	fL	92.60	351	89.59	2.99	0.84
Plt (/Panel/Analysis/Report/47998/1794/231915)	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	560.00	355	562.66	6.25	0.05
RBC (/Panel/Analysis/Report/47998/1794/231933)	$\times 10^6 / \mu\text{L}$	3.40	359	3.33	2.69	1.05
WBC (/Panel/Analysis/Report/47998/1794/231951)	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	6.90	338	7.05	4.38	0.27

Copyright © 2026 IACLD. All rights reserved.