

برگشت (/Panel/Labs/Answers/47998)

چاپ

دوره پنجاه و سوم زمستان 1404

B3 Results

نمونه مجهول پروتئین ادرار

کد نمونه 2442	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Urine Protein (/Panel/Analysis/Report/47998/1787/231559)	mg/L	430.00	244	386.74	9.74	1.12
Protein/Cr Ratio (/Panel/Analysis/Report/47998/1787/231575)	mg/g Cr	1433.00	114	1225.29	17.57	1.21
Protein (24h) (/Panel/Analysis/Report/47998/1787/231595)	mg/24h	645.00	217	582.25	10.01	1.08
Creatinine B3 (/Panel/Analysis/Report/47998/1787/231608)	mg/dL	30.12	76	31.36	16.91	0.39
Creatinine 24 (/Panel/Analysis/Report/47998/1787/231626)	mg/24h	451.80	68	476.27	17.27	0.51
Calcium (/Panel/Analysis/Report/47998/1787/231644)	mg/dL	6.80	106	6.52	5.40	0.44
Calcium 24 (/Panel/Analysis/Report/47998/1787/231662)	mg/24h	102.00	86	97.47	5.26	0.46
Calcium/Creatinine Ratio (/Panel/Analysis/Report/47998/1787/231678)	mg/mg	0.22	60	0.21	15.80	0.52
Uric Acid B3 (/Panel/Analysis/Report/47998/1787/231687)	mg/dL	19.18	25	17.33	9.71	1.07
Uric Acid 24 (/Panel/Analysis/Report/47998/1787/231703)	mg/24h	287.70	18	257.01	10.59	1.19

UricAcid/Creatinine Ratio (/Panel/Analysis/Report/47998/1787/231719)	mg/mg	0.63	13	0.63	19.75	0.06
--	-------	------	----	------	-------	-------------

Copyright © 2026 IACLD. All rights reserved.