

[برگشت \(/Panel/Labs/Answers/54255\)](#)

چاپ

دوره پنجاه و چهارم تابستان 1405

H4 Results

نمونه مجهول خون کنترل

کد نمونه 2635	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

مشخصات دستگاه سل کانتر		
Mindray	نام	
Mindray. Bc-6800	مدل	
عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Hb (/Panel/Analysis/Report/54255/1832/237770)	g/dL	14.20	403	14.12	2.16	0.19
Hct (/Panel/Analysis/Report/54255/1832/237790)	%	43.00	408	41.15	4.09	1.13
MCH (/Panel/Analysis/Report/54255/1832/237810)	pg	29.60	399	29.94	2.81	0.38
MCHC (/Panel/Analysis/Report/54255/1832/237830)	g/dL	33.00	393	34.41	3.41	1.03
MCV (/Panel/Analysis/Report/54255/1832/237850)	fL	89.50	409	87.10	3.46	0.69
Plt (/Panel/Analysis/Report/54255/1832/237870)	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	202.00	400	240.52	10.99	1.78
RBC (/Panel/Analysis/Report/54255/1832/237890)	$\times 10^6 / \mu\text{L}$	4.81	402	4.72	2.87	1.00
WBC (/Panel/Analysis/Report/54255/1832/237910)	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	7.82	363	7.75	4.47	0.12
ESR (/Panel/Analysis/Report/54255/1832/237923)	mmHg	35.00	153	28.18	48.64	1.21

Copyright © 2026 IAELD. All rights reserved.