

[برگشت \(/Panel/Labs/Answers/47996\)](#)

چاپ

دوره پنجاه و یکم تابستان 1404

H4 Results

نمونه مجهول خون کنترل

کد نمونه 2800	EQAP-18421	آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش
---------------	------------	---------------------------

مشخصات دستگاه سل کانتر		
Mindray	نام	
Mindray. Bc-6800	مدل	
عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Hb (/Panel/Analysis/Report/47996/1736/216523)	g/dL	14.60	378	14.31	2.33	0.67
Hct (/Panel/Analysis/Report/47996/1736/216543)	%	43.00	385	40.80	4.33	1.35
MCH (/Panel/Analysis/Report/47996/1736/216563)	pg	29.40	381	29.36	2.95	0.05
MCHC (/Panel/Analysis/Report/47996/1736/216583)	g/dL	33.90	370	35.02	3.52	0.80
MCV (/Panel/Analysis/Report/47996/1736/216603)	fL	86.00	376	83.62	3.55	0.71
Plt (/Panel/Analysis/Report/47996/1736/216623)	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	285.00	371	295.08	7.85	0.38
RBC (/Panel/Analysis/Report/47996/1736/216643)	$\times 10^6 / \mu\text{L}$	4.98	370	4.88	2.58	1.01
WBC (/Panel/Analysis/Report/47996/1736/216663)	$\times 10^3 / \mu\text{L}$	6.90	350	7.63	4.50	1.20

Copyright © 2025 IACLD. All rights reserved.