

[برگشت \(/Panel/Labs/Answers/54255/\)](/Panel/Labs/Answers/54255/)

چاپ

دوره پنجاه و چهارم تابستان 1405

## B3 Results

## نمونه مجهول میکروآلبومین UMA

|               |            |                           |
|---------------|------------|---------------------------|
| کد نمونه 1323 | EQAP-18421 | آزمایشگاه آزمایشگاه آرامش |
|---------------|------------|---------------------------|

|                                                    |    |           |
|----------------------------------------------------|----|-----------|
| عملکرد عالی (رنگ آبی)                              | DI | < 0.5     |
| عملکرد مطلوب (رنگ سبز)                             | DI | 0.5 - 1.0 |
| نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)          | DI | 1.0 - 2.0 |
| نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی) | DI | 2.0 - 3.0 |
| وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)          | DI | > 3.0     |
| نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)  | DI | > 10.0    |

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

| Analyte                                                                    | Unit            | Lab Result | PeerGroup Count | PeerGroup Mean | PeerGroup %CV | Lab DI      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|---------------|-------------|
| <b>Urine Micoalbumin</b><br>(/Panel/Analysis/Report/54255/1844/237713)     | mg/L            | 201.00     | 9               | 209.44         | 14.82         | <b>0.40</b> |
| <b>Microalbumin/Cr Ratio</b><br>(/Panel/Analysis/Report/54255/1844/237729) | mg/g Creatinine | 308.00     | 6               | 316.78         | 27.81         | <b>0.20</b> |
| <b>Microalbumin (24h)</b><br>(/Panel/Analysis/Report/54255/1844/237745)    | mg/24h          | 302.00     | 8               | 315.06         | 15.53         | <b>0.41</b> |